




POWERDOT

Recovery for every body.

UPDATE FÜR SMART TENS FUNKTIONEN

MIT DEM ZWEITEN GROSSEN APP-UPDATE FÜR POWERDOT UNO UND DUO WERDEN ERSTMALS FORTSCHRITTLICHE SMART TENS FUNKTIONEN ZUR SCHMERZTHERAPIE MÖGLICH. DAS RELEASE FÜR IOS ERFOLGTE BEREITS AM 1. JULI, ANDROID-NUTZER ERHALTEN DAS KOSTENLOSE UPDATE AM 1. AUGUST.

ALLE INFORMATIONEN ÜBER POWERDOT SMART TENS AUF SEITE 2.



+++ APP-UPDATE +++


Smart TENS™

Die Schmerztherapie-Revolution

PowerDots neue **Smart TENS™** Funktion erlaubt es Anwendern erstmals ganz gezielt spezifische Therapieprogramme mit einem TENS-Gerät selbst zu erstellen. Stelle dein Schmerzlevel ein, definiere die Schmerzzone und nutze das durch die Software neu erstellte Smart TENS Programm. Der Therapiefortschritt ist anhand der grafischen Auswertung jederzeit sichtbar. Dank dieser neuen Technologie wird der Powerdot zu einem hocheffektiven Therapiehelfer. Schmerz adé.




Verfügbar für PowerDot 1.0 und PowerDot 2.0 Uno / Duo



Wähle das Schmerzzentrum

In diesem Dialog wird der schmerzende Bereich ausgewählt und die Positionierung der Elektroden gezeigt.



Definiere den Schmerztypus

Anhand der aktuell empfundenen Schmerzart berechnet das System ein Therapieprogramm.



Schmerzlevel Vorher/Nachher

Um das Programm weiter anzupassen, fließen deine Bewertungen in die Statistik ein.



Individualisiere das Programm

Verändere die Stimulation zur Steigerung von Komfort und Effektivität ganz einfach selbst.